

FACE THERMO SHOCK



L'azione del caldo
e del freddo, per un

**EFFETTO
LIFTING
IMMEDIATO**

BALDAN
G R O U P
www.baldagroup.com

LA NUOVA ERA DEL RINGIOVANIMENTO CUTANEO

Sempre più donne e uomini cercano soluzioni per prevenire gli inestetismi e dare tonicità al viso, favorendone il ringiovanimento, senza per forza dover ricorrere al bisturi.

4

FUNZIONI PER RISULTATI SORPRENDENTI

Per questo motivo, Baldan Group ha ampliato l'offerta dedicata all'estetica professionale con **Face Thermo Shock**, l'innovativa soluzione per il ringiovanimento cutaneo che combina insieme **4 funzioni**:

1. CALDO-CALDO
2. FREDDO-FREDDO
3. TECNOLOGIA DMA
4. ELETTROPORAZIONE

FACE THERMO SHOCK

FACE THERMO SHOCK È UNA TECNOLOGIA OMOLOGATA 4.0

EFFETTI VISIBILI

LIFTING ISTANTANEO

ATTENUAZIONE COUPEROSE

RIDUZIONE MACCHIE

ANTI-AGE

TONIFICAZIONE COLLO E DÉCOLLETÉ

MIGLIORAMENTO DEL DOPPIO MENTO



CONSULENZA PERSONALIZZATA

Il trattamento con **Face Thermo Shock** inizia con una consulenza viso personalizzata per verificare l'idoneità e lo stato attuale della pelle del viso, con la compilazione online della scheda anamnesi e poi con la rilevazione, attraverso una video camera con una risoluzione di 5 milioni di pixel, degli inestetismi da trattare.



GRAZIE A QUESTO CHECK-UP È POSSIBILE VALUTARE:

○ IDRATAZIONE

○ PIGMENTAZIONE

○ UNTUOSITÀ

○ PORI

○ RUGHE

○ COUPEROSE

e di conseguenza programmare
il trattamento più idoneo e i cosmetici più indicati.



CHECK-UP PROFESSIONALE

Questo check-up impreziosisce la figura dell'operatrice estetica, paragonandola alle figure professionali più elevate, offrendo al cliente un'immagine di alta professionalità, distinguendola quindi dai soliti Istituti che raccontano i risultati solo a parole. Grazie a Face Thermo Shock, il trattamento viene stabilito dopo un'anamnesi accurata ed i risultati vengono mostrati con **immagini reali**, prima e dopo il trattamento.

Alla fine del check-up, è possibile offrire al cliente l'esperienza di un lifting in una sola seduta, ma anche tanti altri trattamenti viso.

CALDO-CALDO + FREDDO-FREDDO

Il focus di Face Thermo Shock è l'utilizzo combinato del freddo e del caldo, che si alternano uno dopo l'altro ogni 2/3 minuti: **ma l'esclusività della tecnologia sta nel fatto che lo sbalzo da caldo-caldo a freddo-freddo e viceversa, avviene in automatico in pochi istanti, in modo quasi incredibile.**

È il ripetersi ciclico di questo sbalzo di temperatura che produce sui fibroblasti nel derma uno shock termico, come una scossa naturale che li risveglia: così facendo, **i fibroblasti iniziano immediatamente a produrre nuovo collagene, elastina e acido ialuronico.**



Sul manipoło è possibile attivare,
in contemporanea all'azione caldo-freddo,
anche altre due funzioni:

DMA & ELETTROPORAZIONE



DMA (ATTIVAZIONE MUSCOLARE DINAMICA)

Una ginnastica facciale che contrasta il cedimento dei muscoli mimici, andando a risollevarli (effetto lifting). La **tecnologia DMA** raggiunge quindi il tessuto muscolare, rafforzandolo e tonificandolo. Lo scopo è quello di stimolare il rimodellamento del collagene e incrementare l'attività dei fibroblasti con benefici immediatamente visibili.

ELETTROPORAZIONE (VEICOLAZIONE TRANSDERMICA)

Ossia la possibilità di potenziare il trattamento veicolando i cosmetici **B-FILL**, incrementandone l'assorbimento in profondità e migliorando il rilassamento cutaneo e la tonificazione muscolare. Sono **filoidi multi-dose** che permettono di prelevare la quantità di prodotto desiderata usando una qualsiasi siringa con ago. Dopo il prelievo, il tappo si richiude automaticamente preservando la perfetta igiene e conservazione del prezioso prodotto.



DMAE E ACIDO IALURONICO

È in grado di riempire le rughe, rallentarne la riformazione ed idratare in profondità i tessuti. Applicato sulle rughe di tutto il viso, anche nel contorno occhi, si noterà un riempimento immediato del solco, potenziando dunque l'effetto lifting.

VITAMINE CON VITAMINA C, B1, B2, B6, A ALCOL, E

Cocktail vitaminico che migliora tutto il metabolismo cutaneo. È indicato sia per le pelli giovani, per un'azione preventiva, che per quelle più mature, per un'azione rigenerante.

VITAMINA C 20%

Caratterizzato da una potente azione antiossidante e protettiva, contrasta le rughe e le macchie cutanee.

WHITE ARBUTINA

È composto da un cocktail di sostanze schiarenti, tra cui l'arbutina, che uniformano il colorito ed aumentano la luminosità.

**L'OPERATRICE ESTETICA POTRÀ ANCHE MISCELARE TRA LORO DUE O PIÙ B FILL
PER COSTRUIRE UN TRATTAMENTO SU MISURA PER OGNI TIPO DI PELLE**

FUNZIONALITÀ GPS

Face Thermo Shock funziona come un navigatore satellitare, basterà selezionare sul monitor uno dei programmi prestabiliti e procedere col trattamento.



I PROGRAMMI



LIFTING ISTANTANEO

Se il cliente chiede un trattamento shock ad effetto immediato, per una serata importante, in cui occorra un trattamento che non lasci segni, questo è il programma giusto: solleva i contorni, rimpolpa, attenua le rughe. Si può ripetere 1 volta a settimana per risultati sempre più duraturi.



ANTIRUGHE

Questo programma concentra tutta la potenza sul solco delle rughe, tonificando i muscoli mimici, stimolando, attraverso uno shock termico al massimo grado, la produzione endogena di collagene, elastina e acido ialuronico.



COUPEROSE

In questo programma si utilizza una temperatura di fresco moderato, per favorire la contrazione dei vasi dilatati dalla Couperose, che si riducono attenuando i rossori.



MACCHIE

Con questo programma, si sfrutta l'azione sbiancante del freddo intenso, che tende anche a moderare l'attività del melanocita. Vengono veicolati in profondità attraverso la mesoporazione, i B-FILL con Arbutina e Vit. C.



COLLO E DÉCOLLETÉ

Con questo programma, vengono alternate le azioni di più programmi, in particolare quello contro le macchie e quello lifting associati ad una intensa stimolazione muscolare per tonificare tutta l'area.



DOPPIO MENTO

In questo programma, lo shock freddo-caldo viene portato al massimo, per avviare la lipolisi degli adipociti. La seconda parte del programma prevede poi un'azione di drenaggio attraverso la stimolazione muscolare.



TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI

In questo programma si utilizzano temperature moderate, associate ad una stimolazione muscolare vibrata, per drenare le borse oculari e potenziare la sottile muscolatura sulle rughe esterne.

I RISULTATI





FACE THERMO SHOCK

DURATA DEL TRATTAMENTO

Si consiglia di effettuare il trattamento per almeno 6 sedute, una o due volte a settimana, anche se già dalla prima si noterà il cambiamento. Dando così un impulso per poi procedere con il mantenimento: basterà una seduta al mese per mantenere i risultati raggiunti.



LA DURATA DEL TRATTAMENTO
VARIA DA 20 A 30 MINUTI,
A SECONDA DELLE AREE.

FACE THERMO SHOCK

BALDAN
G R O U P
www.baldangroup.com



MAC082P01